

Kent u de voordelen van de LIFELINE AED?

- ✓ Uiterst duurzaam en betrouwbaar
- ✓ Compact en handzaam (22 x 30 x 7 cm.)
- ✓ Eenvoudige en snelle bediening
- ✓ Begeleiding via heldere stem én tekst (Nederlands)
- ✓ Zeer goede prijs/kwaliteit verhouding (€ 2.150,-)
- ✓ Bewaking hartritme tijdens reanimatie
- ✓ Elektroden geïntegreerd en aangesloten
- ✓ Controle op aanwezigheid elektroden
- ✓ Kinderelektroden verkrijgbaar
- ✓ Optionele adapters voor ambulanceapparatuur
- ✓ Zelftesten: dagelijks, wekelijks, maandelijks
- ✓ Hoge water- en stofbestendigheid (IPX4 en IP5X)
- ✓ Schokbestendig volgens militaire standaarden
- ✓ Batterijconcept met unieke levensduur (tot 7 jaar)
- ✓ 300 schokken of 16 uur continu in werking
- ✓ ECG-data op datakaart en gratis uitleessoftware
- ✓ Vijf jaar garantie (Defibtech zekerheidscontract mogelijk)
- ✓ Trainingsfaciliteiten via AED zelf of via AED-trainer (€ 395,-)

